

Портативный осветитель HEINE® mini-c Clip Lamp

Компактный и долговечный диагностический осветитель



Прочный и долговечный карманный осветитель в современном компактном корпусе с хромированной головкой. Яркий концентрированный свет благодаря новой ксенон-галогеновой лампе-линзе.

Используется только с батарейной рукояткой mini-c, несовместимой с инструментами серии mini 3000. Рукоятка доступна в черном и голубом вариантах.

- ⚙ **Осветитель mini-c Clip Lamp с наконечником для освещения слухового прохода применяется в отоларингологии.** Позволяет убедиться, что слуховой аппарат установлен правильно.
- ⚙ **Компактный, карманный осветитель.** Удобно помещается в руке.
- ⚙ **Клипса с включателем/выключателем (On/Off).** Надежна, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
- ⚙ **Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.** Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
- ⚙ **Автоматическое выключение при помещении в карман.**
- ⚙ **Заменяемые батарейки.** Пальчиковые батареи, тип AA.

Портативный осветитель mini-c Clip Lamp	2,5 В
С батарейной рукояткой mini-c [01]	D-001.73.109
С наконечником для освещения слухового прохода и батарейной рукояткой mini-c [02]	D-001.73.103
Наконечники для освещения слухового прохода, шесть шт. [03]	D-000.73.105
Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.108



Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных карманных диагностических инструментов. Наконечники HEINE mini 3000® Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только в хромированном варианте. Черный и голубой варианты корпуса. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставляем черные инструменты.

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp

Компактный и долговечный диагностический осветитель



Прочный и долговечный карманный осветитель в современном компактном корпусе с хромированной головкой. Яркий концентрированный свет благодаря новой ксенон-галогеновой лампе-линзе. Используется только с рукоятками mini 3000. Рукоятка доступна в черном и голубом вариантах.

- ∴ **Компактный, карманный осветитель.** Удобно помещается в руке.
- ∴ **Лампа-линза с улучшенной ксенон-галогеновой технологией, увеличивающей освещение на 100 %.** Яркий фокусирующий свет.
- ∴ **Клипса с включателем/выключателем (On/Off).** Надежна, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
- ∴ **Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.** Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
- ∴ **Две части: рукоятка и головка.** Легкость в обслуживании и гибкость.
- ∴ **Заменяемые батарейки.** Тип AA, или дополнительная перезаряжаемая батарея с зарядным блоком mini NT*.
- ∴ **Наконечник для освещения слухового прохода применяется в отопластике [02].** Позволяет убедиться, что слуховой аппарат установлен правильно.

- ∴ Больше освещения на 100 %
- ∴ Автоматический выключатель
- ∴ Аккумулятор (опция)



Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp	2,5 В
С батарейной рукояткой mini 3000 [01]	D-001.73.131
Без рукоятки	D-001.73.130
Наконечники для освещения слухового прохода, шесть шт. [02]	D-000.73.105
Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.107



* Информация о преобразовании батарейной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 164.



Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных карманных диагностических инструментов. Наконечники HEINE mini 3000® Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только в хромированном варианте. Черный и голубой варианты корпуса. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставляем черные инструменты.

Информация о рукоятках — на страницах 159–165.



Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp

Многоцелевой осветитель со встроенным держателем шпателя



[01]

Прочный и долговечный карманный осветитель в современном компактном корпусе черного или голубого цвета. Яркий концентрированный свет благодаря новой ксенон-галогеновой лампе-линзе. Используется только с рукоятками mini 3000.

- **Многоцелевое применение.** Используется как осветитель общего применения и в качестве осветителя с держателем одноразовых шпателей HEINE.
- **Клипса с включателем/выключателем (On/Off).** Надежна, выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 20 000 циклов вкл./выкл.
- **Лампа-линза с улучшенной ксенон-галогеновой технологией, увеличивающей освещение на 100 %.** Яркий фокусирующий свет.
- **Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.** Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
- **Сменные батарейки.** Тип AA, или дополнительная перезаряжаемая батарея с зарядным блоком mini NT.*
- **Две части: рукоятка и головка.** Легкость в обслуживании и гибкость.

Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp	2,5 В
С батарейной рукояткой mini 3000 и пятью одноразовыми шпателями	D-001.76.120
Без рукоятки	D-001.76.101
Ксенон-галогеновая лампа	X-001.88.107
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт. [01]	B-000.12.304

Информация о комбинированных наборах — на странице 175.



* Информация о преобразовании батарейной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 158.



Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это широкий ряд качественных карманных диагностических инструментов. Черный и голубой варианты корпуса. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставляем черные инструменты.

Информация о рукоятках — на страницах 159–165.